

## **Bluetooth smart scale (chytrá osobní váha)**

### **Krok 1:**

Před instalací aplikace OKOK zkontrolujte, zda telefon nebo tablet splňuje následující:

**Kompatibilní s iOS7.0:** Telefon4s iPhone, 5.iPhone, 5c iPhone, 5s iPhone, 6.iPhone, iPhone 6 Plus, iPod touch 5, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3

**Kompatibilní s Android:** Xiaomi, Xiaomi Note, Xiaomi4, Xiaomi3, Xiaomi 2/2s, Huawei, Honor, Samsung ( galaxy s5, s4, s3, note..)

### **Krok 2:**

Vložte baterie

- a) otevřete kryt baterie
- b) vložte baterie vpravo
- c) zavřete kryt

### **Krok 3:**

Nainstalovat aplikaci

- a) Zapněte Bluetooth
- b) Telefon nebo tablet se připojí do sítě (wifi, 3G nebo 4G)
- c) Pomocí zařízení naskenujte QR kód nebo vyhledejte OKOK International z App Store/Google (přehrajte a nainstalujte aplikaci)

### **Krok 4:**

Spárujte zařízení, zaregistrujte se a dokončete uživatelské informace

- a) Otevřete APP, začněte vážit a párovat
- b) Zaregistrujte se jako uživatel
- c) Dokončete osobní informace

### **Krok 5:**

Vážení

- a) zadejte „Dynamické rozhraní váhy“
- b) Postavte se na váhu a dejte synchronizovat údaje o hmotnosti na APP

### **Krok 6:**

Podívejte se na výsledek testu

- a) Zadejte „Hmotnost Rozhraní,,

- b) Zobrazit testovací protokol

### **Pokyny pro aplikaci OKOK:**

- a) Okamžité vážení

Otevřete OKOKAPP, připomene Vám to zapnutí Bluetooth. Zapněte Bluetooth a proces automatického párování se dokončí automaticky. Uživatel zahájí vážení, údaje o hmotnosti se budou synchronizovat s APP. Pokud se Bluetooth odpojí, údaje o hmotnosti budou uloženy do paměti váhy a poté se synchronizují s APP, když se zase připojí.

- b) Zadejte údaje o hmotnosti do APP ( uživatel může do aplikace APP zadat údaje o hmotnosti aby měl přehled)
- c) Aktuální hmotnost

Rozhraní aktuální hmotnosti zobrazuje informace o hmotnosti uživatele a rodiny a na základě měření generuje zprávu a poskytuje zdravotní doporučení. Počítaje v to rozhraní aktuální váhy, rozhraní seznamu hmotnosti, zpráva o datu a upozornění.

- d) Trend hmotnosti  
Včetně týdenní zprávy, měsíční zprávy a čtvrtletní zprávy s uvedením změn hmotnosti prostřednictvím křivek

Pro tukové měřítko existuje 8 údajů: hmotnost, tělesný tuk, viscerální tuk, sval, kost, Všimněte si BMR, věku, BMI

- c) Řízení měřítka  
Správa měřítka včetně dvou částí: správa měřítka a připojení řízení

**Správa měřítka:** Spravuje proces párování, svázání a odblokování

**Správa připojení:** Včetně indikace stavu Bluetooth a připojení Bluetooth

- d) Účet a uživatel  
Správa účtu: včetně registrace, přihlášením změny hesla, zapomenutí hesla, odkazů na Facebook, Twitter...  
Správa uživatelů: Spravuje také informace o uživateli, včetně přezdívky, narozenin, výšky, pohlaví...

## **Varování**

1. Udržujte váhu mimo mokrou podlahu, nepoužívejte váhu pokud je sklo mokré
2. V případě obratu se prosím postavte doprostřed váhy
3. Plošina váhy je ze skla, vyhněte se prosím ostrým nebo drsným věcem nadměrné síle, náhlým otřesům.
4. Váha není vodotěsná ( udržujte v suchu)

**Oznámení :**

1. Postavte se na váhu správným směrem.
2. Pokud měříte tělesný tuk, postavte se na váhu alespoň na deset sekund.
3. Potvrďte správnost údajů o pohlaví, výšce, hmotnosti